


# Care Q8

## EN – USER MANUAL

 Before first use, the consumer must first read the instructions and safety precautions of the product.

### 1. Introduction

The TrueLife Care Q8 thermometer utilizes infrared radiation to achieve instant highly-accurate results. The Care Q8 thermometer is designed to measure the temperature on a person's forehead. The thermometer has two modes of measurement: body temperature and surface temperature (the thermometer can also measure room temperature, the temperature of food, bath water, baby milk and more).

### 2. Thermometer Features



a. Temperature measurement using infrared radiation technology.
b. Multifunctional use – in addition to body temperature, the thermometer measures room temperature, surface temperature, the temperature of water, food, baby milk.
c. Hygienic and practical to use.
d. Fast: the thermometer measures the temperature within 0.5 seconds.
e. Non-contact use: hygienic and practical, used from a distance of 5–15 cm.
f. It features a clear, legible colour backlit display.
g. Large memory: stores up to 32 readings.
h. Ability to set high temperature alarm.
i. When inactive, it automatically turns off after 18 seconds, significantly improving battery life.
j. The thermometer can take up to 40,000 readings per set of batteries.

### 3. Product Layout

1. Colour LCD Display
2. Button Controls
3. Infrared Sensor
4. Power / Measure Button
5. Handle
6. Battery Enclosure



### 5. Display Layout

	Sound On	°F	Degrees Fahrenheit
<b>Body temp</b>	Temperature Measurement Mode	<b>888.8</b>	Measurement Value
<b>Object temp</b>	Object Measurement Mode	<b>M</b>	Memory Value
°C	Degrees Celsius		Low Battery Indicator

### 6. Use

#### Before Starting:

Before taking a reading, first insert the batteries. Slide the battery cover in the direction indicated by the arrow to open. Insert AA batteries into the thermometer according to the polarity indicated. Then close the battery cover until you hear a click.

Wait 10 minutes for the device to warm up before using it for the first time. If the device has not been used for an extended period of time, it will measure room temperature for 1–2 seconds after switching on.

#### Taking a Reading:

Press the „Power On / Measure“ button to turn on the thermometer. Point the thermometer towards the forehead at a distance of 5–15 cm, press the measure button and the temperature will be displayed. Make sure you have no obstacles such as hair, cosmetics, sweat or headgear in the measurement path.

If you cannot measure the temperature from the forehead due to excessive sweating, measure the temperature from behind the ear. Again, make sure that nothing is interfering with your measurements. For the most accurate results, make sure the room temperature is stable. Readings taken in front of a fan, air conditioner, or in a room where air flows at different temperatures may affect the result. The reading will not be accurate if the patient is using a cold compress. It is recommended to take the temperature 2-3 times in succession to ensure that the result is not affected by external factors.

### 7. Settings

After turning on the device, press the „Change Mode“ button to switch between body temperature and surface temperature measurement. The selected mode will be displayed on the thermometer display. Make sure you have the mode set correctly.

Enter advanced settings by pressing the „Settings“ button on the side of the thermometer. We recommend that you keep the default settings as the device is properly calibrated. If changes are made there is a risk of inaccurate results. However, if you consider it necessary, you can change the following settings:

<b>F-1</b>	Setting the unit of measurement	Select whether you want your readings in Celsius or Fahrenheit. The device is preset to use degrees Celsius.
<b>F-2</b>	Mute settings	Select whether you want the device to beep when you take a reading.
<b>F-3</b>	Setting the temperature alert	Change the temperature value at which the device will give you a high temperature alert.The default value is 38°C.
<b>F-4</b>	Sound Settings	Measurement variation adjustment - If necessary, you can adjust the measurement by +/- 2.0°C in tenths of a degree. Press the „+“ and „-“ buttons to achieve the desired result.

To change settings, press the „Settings“ button repeatedly until SAVE is displayed. Then OFF will be displayed and the device turns off.

### 8. Replacing the battery

The low battery indicator will illuminate when the battery is running low on power.

Remove weak batteries from the thermometer. Do not leave them in the device as the thermometer may be damaged.

Insert new AA batteries into the thermometer according to the polarity indicated. Then close the battery cover until you hear a click.

When disposing of old batteries, follow the safety information instructions enclosed in the package, or hand it over to a collection point or a place designed for this purpose.

### 9. Specification Table

<b>Model:</b>	TrueLife Care Q8
<b>Measurement range:</b>	Body temperature (32°C – 42.9°C), Ambient temperature (0°C – 100°C)
<b>Measurement deviation:</b>	+/- 0.1°C
<b>Measurement distance:</b>	5–15 cm
<b>Measurement time:</b>	0.5 s
<b>Battery:</b>	2x 1.5V AA

### 10. Package Contents

1x TrueLife Care Q8
2x 1.5V AA
1x Manual

### 11. Troubleshooting

**Reading is not as expected**
The thermometer should be used in stable conditions. Measurements may show deviations when ambient conditions change frequently or when very hot and cold objects are measured within a short space of time.

<b>Display shows „Hi“</b>	Measured temperature is higher than 42.9°C when measuring body temperature or above 100°C when measuring ambient or object temperature.
<b>Display shows „Lo“</b>	Measured temperature is below 32.0°C when measuring body temperature or below 0°C when measuring ambient or object temperature.


### 12. Caution

a. Read this manual before using the thermometer for the first time.
b. The thermometer can be used in places with a temperature range of 10–40°C.
c. Do not place the thermometer near objects that generate strong magnetic fields or static electricity.
d. Do not expose the thermometer to direct sunlight, do not place it near a fire or soak in water.
e. Avoid dropping the device or other mechanical damage.
f. Store the thermometer in an ambient temperature of 0–50°C.
g. Do not take readings in an environment with a humidity higher than 85 %.
h. Measurements of body temperature may be affected by sweat, cosmetics, hair or other obstructions in the measurement path. If the measurement shows non-standard measurement deviations, wipe away sweat and remove any obstacles or measure behind the ear.
i. In the event of a sudden change in ambient temperature or displacement of the thermometer to different environmental conditions, perform the first measurement after about 15–20 minutes in this new environment.
j. It is important to keep the infrared probe clean and prevent damage. You can clean the thermometer with a cotton swab or cloth moistened with alcohol.


**Warning: This product is intended to be used in households and similar applications.**


**Importer:**
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
www.truelife.eu

<b>EC</b>	<b>REP</b>	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
-----------	------------	---

 Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd.
Add 4/F, Block 11, Tongfuyu Industry Park, Lezhujiao, Xixiang, Shenzhen.

Misprints and changes in the manual are reserved.

<b>CE 2460 RoHS</b>	
REF: IT-123	
Date of last revision: 2020-04	
<b>DE – BENUTZERHANDBUCH</b>	

 Der Verbraucher ist verpflichtet sich vor dem Erstgebrauch mit den Anweisungen und den Grund- sätzen für die sichere Verwendung des Produktes vertraut zu machen.
--

### 1. Einleitung

Das TrueLife Care Q8 Thermometer nutzt die Technologie der Infrarotstrahlen und erreicht so innerhalb weniger Augenblicke sehr genaue Ergebnisse. Das Care Q8 Thermometer wurde zum Messen der Temperatur im Bereich der menschlichen Stirn entwickelt. Das Thermometer hat verfügt über zwei Messarten: Messung der Körpertemperatur und Messung der Oberflächentemperatur (das Thermometer misst neben der Körpertemperatur auch die Raumtemperatur, die Temperatur von Speisen, Wasserbädern, Milch für Kleinkinder und Vieles weitere).

### 2. Charakteristiken des Thermometers

a. Die Messung der Temperatur erfolgt durch die Nutzung der Technologie der Infrarotstrahlen.
b. Vielseitige Verwendung – das Thermometer misst neben der Körpertemperatur auch die Raumtemperatur, die Temperatur von Oberflächen, Speisen, Milch für Babys.
c. Hygienische und praktische Verwendung.
d. Schnell: Das Thermometer misst innerhalb von 0,5 Sekunden die Temperatur.
e. Kontaktloser Einsatz: hygienische und praktische Verwendung aus einer Entfernung von 5–15 cm.
f. Sein Bestandteil ist auch ein lesbares und übersichtliches Display mit farblicher Hinterleuchtung.
g. Große Speicherkapazität: Speichert bis zu 32 Messungen.
h. Möglichkeit der Einstellung der Warnung bei Fieber.
i. Schaltet sich automatisch nach 18 Sekunden aus, wenn es nicht verwendet wird. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängert.
j. Das Thermometer kann mit einer Batterie bis zu 40.000 Messungen durchführen.

### 3. Beschreibung des Gerätes



1. LCD Farbdisplay
2. Steuertasten
3. Infrarotsensor
4. Taste „Ein/Messung“
5. Stiel
6. Batterieeingang



### 4. Beschreibung der Angaben auf dem Display

1. Taste um den Modus zu ändern
2. Taste MENU
3. Auswahl nach unten
4. Auswahl nach oben

### 5. Beschreibung der Angaben auf dem Display

	Ton ist ein	°F	Grad Fahrenheit
<b>Body temp</b>	Modus der Temperaturmessung	<b>888.8</b>	Messwert
<b>Object temp</b>	Modus der Objektmessung	<b>M</b>	Wert aus dem Speicher
°C	Grad Celsius		Anzeige einer schwachen Batterie

### 6. Verwendung

#### Vor dem Beginn:

Vor der ersten Messung müssen Sie zuerst die Batterien einlegen. Um den Batterieschacht zu öffnen schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung. Legen Sie die Batterien des Typs AA gemäß der markierten Polarität in das Thermometer. Schließen Sie dann den Batterieschacht. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören ist die Abdeckung richtig geschlossen.

Warten Sie vor der ersten Messung 10 Minuten, bis das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, wird es nach dem Einschalten für 1–2 Sekunden die Raumtemperatur messen.

**Temperaturmessung:**
Drücken Sie die Taste „Ein/Messung“ um das Thermometer einzuschalten. Richten Sie das Thermometer in einer Entfernung von 5–15 cm auf die Stirn, drücken Sie die Taste Messung, wodurch in weiterer Folge auf dem Dsplay die Temperatur angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Richtung der Messung keine Hindernisse wie Haare, Kosmetik, Schweiß oder Kopfbedeckungen befinden.

Wenn eine Messung wegen Schweiß auf der Stirn nicht möglich ist, messen Sie die Temperatur hinter dem Ohr. Vergewissern Sie sich erneut, ob keine Hindernisse vorhanden sind. Um genaue Messwerte zu erzielen sollten Sie sich vergewissern, ob die Raumtemperatur stabil ist. Die Messwerte können durch Messungen vor einem Ventilator, einer Klimaanlage, oder in einem Bereich, wo Luft mit unterschiedlichen Temperaturen strömt beeinflusst werden. Die Messwerte werden auch dann nicht genau sein, wenn der Patient ein kaltes Tuch auf der Stirn hat. Es wird empfohlen die Temperatur 2-3 Mal nacheinander zu messen, um sicher zu gehen, dass das Ergebnis nicht durch Außeneinflüsse beeinflusst wurde.

### 7. Einstellungen

Nachdem Sie das Thermometer eingeschaltet haben drücken Sie die Taste „Änderung der Betriebsart“ um zwischen der Messung der Körpertemperatur und der Messung der Oberfläche zu wählen. (Body Mode – Körpertemperatur / Surface Mode – Temperatur der Oberfläche). Die gewählte Betriebsart wird auf dem Display des Thermometers angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die richte Messart gewählt wurde.
Erweiterte Einstellungen erfolgen mit der Taste „Einstellungen“ an der Seite des Thermometers. Wir empfehlen die voreingestellten Einstellungen nicht zu ändern, da das Gerät ordentlich kalibriert wurde. Bei Änderungen können ungenaue Messergebnisse erzielt werden. Wenn Sie dies jedoch für notwendig erachten, können Sie folgende Einstellungen ändern:

<b>F-1</b>	Einstellung der Messeinheit	Wählen Sie, ob das Messergebnis in Grad Celsius und Fahrenheit angezeigt werden soll. Das Gerät ist auf Grad Celsius voreingestellt.
<b>F-2</b>	Einstellung des Tons	Wählen Sie, ob das Gerät mit einem Ton auf die erfolgte Messung hinweisen soll.

<b>F-3</b>	Einstellung des Hinweises auf erhöhte Temperatur	Stellen Sie den Wert ein, an dem das Gerät auf erhöhte Temperatur hinweisen soll. Der voreingestellte Wert beträgt 38°C.
<b>F-4</b>	Einstellung der Messdifferenz	Bei Bedarf können Sie die Messdifferenz um +/- 2.0°C in Zehnerschritten einstellen. Drücken Sie die Taste „Änderung der Wahl“ um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Bestätigen Sie die Änderung der Einstellungen durch erneutes Drücken der Taste „Einstellungen“ bis auf dem Bildschirm SAVE und in weiterer Folge der Schriftzug OFF angezeigt wird und sich das Gerät ausschaltet.

### 8. Batteriewechsel

Über eine geringe Batterieleistung wird Sie das Thermometer durch das leuchtende Symbol „schwache Batterie“ informiert.

Entfernen Sie die schwachen Batterien aus dem Thermometer. Diese sollten Sie nicht im Gerät lassen, da sonst das Thermometer beschädigt werden könnte.

Legen Sie die neuen Batterien des Typs AA gemäß der markierten Polarität in das Thermometer. Schließen Sie dann die Abdeckung. Ein Klicken signalisiert, dass der Batterieschacht richtig geschlossen wurde.

Entsorgen Sie die alten Batterien gemäß den Anweisungen der beigelegten Sicherheitsinformationen, oder geben Sie sie an einer Sammelstelle für Altbatterien ab.

### 9. Tabelle Spezifikationen

<b>Modell:</b>	TrueLife Care Q8
<b>Messbereich:</b>	Körpertemperatur (32°C – 42.9°C), Umgebungstemperatur (0°C – 100°C)
<b>Messabweichung:</b>	+/- 0.1°C
<b>Messabstand:</b>	5–15 cm
<b>Messdauer:</b>	0.5 s
<b>Batterien:</b>	2x 1.5V AA

### 10. Verpackungsinhalt

1x TrueLife Care Q8
2x 1.5V AA
1x Handbuch

### 11. Troubleshooting

**Das Messergebnis entspricht nicht der erwarteten Tatsache**
Das Thermometer sollte unter stabilen Bedingungen verwendet werden. Die Messung kann Abweichungen aufweisen, wenn die Umgebungsbedingungen wechselhaft sind oder wenn innerhalb eines kurzen Zeitabstandes sehr warme und kalte Gegenstände gemessen werden.

**auf dem Display wird der Buchstabe „Hi“ angezeigt**
Die gemessene Temperatur ist beim Messen der Körpertemperatur höher als 42.9°C oder beim Messen der Temperatur der Umgebung oder eines Objektes höher als 100°C.

**auf dem Display wird „Lo“ angezeigt**
Die gemessene Temperatur ist beim Messen der Körpertemperatur niedriger als 32.0°C und beim Messen der Temperatur der Umgebung oder eines Objektes niedriger als 0°C.


### 12. Hinweis

a. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Thermometers dieses Handbuch.
b. Das Thermometer kann in einer Umgebung mit einer Temperatur im Bereich zwischen 10–40 °C verwendet werden.
c. Legen Sie das Thermometer nie in der Nähe von Gegenständen mit einem starken Magnetfeld oder statischer Energie ab.
d. Stellen Sie das Thermometer keiner direkten Sonnenstrahlung aus und legen Sie es nie in der Nähe eines Feuers ab und tauchen Sie es nicht in Wasser.
e. Schützen Sie das Thermometer vor Stürzen und mechanischen Schäden.
f. Bewahren Sie das Thermometer bei einer Temperatur von 0–50 °C auf.
g. Führen Sie keine Messungen in einer Umgebung mit einer mehr als 85 % Luftfeuchtigkeit durch.
h. Die Messung der Körpertemperatur kann durch Schweiß, Kosmetik, Haare oder ein anderes Hindernis in der Bahn der Messung beeinflusst werden. Wenn die Messung ungewöhnliche Messabweichungen aufweist, wischen Sie den Schweiß ab und entfernen Sie eventuelle Hindernisse oder messen Sie die Temperatur hinter dem Ohr.
i. Im Fall einer plötzlichen Veränderung der Umgebungstemperatur oder wenn Sie das Thermometer in andere Umgebungsbedingungen bringen, sollten Sie die erste Messung erst nach ungefähr 15–20 Minuten durchführen.
j. Die Infrarotsonde sollte sauber gehalten und nicht beschädigt werden.
k. Sie können das Thermometer mit Watte oder mit einem in Alkohol getränkten Tuch reinigen.
**Warnung: Dieses Verbrauchsgerät ist für die Verwendung in Haushalten und in einem ähnlichen Umfeld.**

### Einführer:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prag 6
www.truelife.eu

<b>EC</b>	<b>REP</b>	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
-----------	------------	---

 Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd.
Add 4/F, Block 11, Tongfuyu Industry Park, Lezhujiao, Xixiang, Shenzhen.

Druckfehler und Änderungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

<b>CE 2460 RoHS</b>	
REF: IT-123	
Datum der letzten Bearbeitung: 2020-04	
<b>CZ – UŽIVATELSKÝ MANUÁL</b>	

 Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit s instrukcemi a zásadami bezpečného používání výrobku.
--

### 1. Úvod

Teploměr TrueLife Care Q8 využívá technologii infračerveného záření a dosahuje tak během okamžiku velmi přesných výsledků. Teploměr Care Q8 je navrženy k měření teploty v oblasti lidského těla. Teploměr má dva režimy měření: měření tělesné teploty a měření teploty povrchu (teploměr tak zvládá měřit krom tělesné teploty také pokojovou teplotu, teplotu jídla, vody v koupeli, mléka pro miminka a další).

### 2. Charakteristika teploměru

a. Měření teploty probíhá využitím technologie infračerveného záření.
b. Multifunkční využití – teploměr kromě tělesné teploty měří pokojovou teplotu, teplotu povrchu, teplotu vody, jídla, mléka pro miminka.
c. Hygienické a praktické užívání.
d. Teploměr naměří teplotu do 0.5 sekundy.
e. Hygienické a praktické užítí ze vzdálenosti 5–15 cm.
f. Jeho součástí je čitelný a přehledný displej s barevným podsvícením.
g. Uloží až 32 měření.
h. Možnost nastavit upozornění naměření vysoké teploty.
i. V případě nečinnosti se automaticky vypíná po 18 sekundách. Tím výrazně zvyšuje životnost baterie.
j. Teploměr vydrží až 40.000 měření na životnost baterie.

### 3. Popis přístroje



1. LCD barevný displej
2. Tlačítka ovládání
3. Infračervený senzor
4. Tlačítko „Zapnutí/Měření“
5. Rukojeť
6. Vstup pro baterie



### 4. Popis údajů na displeji

1. Tlačítko změny módu
2. Tlačítko MENU
3. Volba dolů
4. Volba nahoru

### 5. Popis údajů na displeji

	Zvuk je zapnutý	°F	Stupeň Fahrenheit
<b>Body temp</b>	Mód měření teploty	<b>888.8</b>	Hodnota měření
<b>Object temp</b>	Mód měření objektů	<b>M</b>	Hodnota ze záznamu paměti
°C	Stupeň Celsius		Indikátor slabé baterie

### 6. Použití

#### Před spuštěním:

Před začátkem měření musíte nejprve vložit baterie. Kryt pro vstup baterie posuňte ve směru šipky pro otevření. Baterie typu AA vložíte do teploměru správně podle vyznačené polaroty. Kryt pro vstup baterie následně zavřete. Zaccvaknutí signalizuje správné uzavření.

Před prvním použitím vyčkejte 10 minut, než se zařízení zahřeje. Pokud nebylo zařízení použité delší dobu, po zapnutí bude měřit pokojovou teplotu po dobu 1–2 sekund.

#### Měření teploty:

Stiskněte tlačítko „Zapnutí/Měření“ pro zapnutí teploměru. Teploměr nasměrujte k čelu ve vzdálenosti 5–15 cm, stiskněte tlačítko měření, načež se následně na displeji zobrazí teplota. Ujistěte se, že ve směru měření nemáte žádné překážky jako vlasy, kosmetiku, pot či pokrývku hlavy.

V případě, že nemůžete naměřit pro nadměrné pocení teplotu z čela, změřte teplotu z místa za uchem. Ujistěte se opět, zda vám v měření nic neprekážá. Pro nej přesnější výsledky se ujistěte, zda je v místnosti stabilní teplota. Měření před ventilátorem, klimatizací, nebo v prostoru, kde proudí vzduch různé studeny může ovlivnit výsledek. Výsledek měření teploty nebude přesný ani v případě, kdy má pacient stulouý obklad. Doporučuje se teplotu měřit 2–3 krát po sobě.

### 7. Nastavení

Po zapnutí zařízení stlače tlačítko „Změna režimu“ pro přepínání mezi měněním tělesné teploty a měněním teploty povrchu. (body mode – teplota lidského těla / surface mode – teplota povrchu). Zvolený režim bude zobrazen na displeji teploměru. Ujistěte se, že máte správně nastavený režim měření.

Rozšířené nastavení proveďte stisknutím tlačítka „Nastavení“ na boční straně teploměru. Nastavení doporučujeme ponechat předvolené, neboť zařízení je řádně kalibrované. V případě změni rozhod možnost nepřesných výsledků. Pokud to však považujete za nezbytné, můžete měnit následující nastavení:

**F-1** Nastavení jednoty měření
Zvolte si, jestli chcete svoje měření udávat v stupních Celsia nebo Fahrenheit. Zařízení je přednastavené pro používání stupně Celsia.

**F-2** Nastavení vypnutí zvuku
Zvolte si, jestli chcete, aby váš zařízení informovalo o měření zvukovým signálem.

**F-3** Nastavení upozornění o zvýšené teplotě
Změňte hodnotu, kdy váš zařízení upozorní zvukovým signálem na zvýšenou teplotu. Přednastavená hodnota je 38°C.

**F-4** Nastavení rozdílu měření
V případě potřeby si můžete nastavit rozdíl měření o +/- 2.0°C po desetinách stupňu. Stlače tlačítko „Změna volby“ pro dosažení požadovaného výsledku.

Změnu nastavení potvrdíte opětovným stlačením tlačítka „Nastavení“ až do chvíle, kdy se na displeji nezobrazí nápis SAVE a následně nápis OFF a zařízení se nevyptne.

### 8. Výměna baterie

O klesajícím výkonu baterie vás bude teploměr informovat rozsvícením ikony indikátor „slabá baterie“. Slabé baterie vyjměte z teploměru. Nenechávejte je v zařízení, neboť hrozí poškození teploměru.

Nové baterie typu AA vložíte do teploměru správně podle vyznačené polaroty. Kryt pro vstup baterie následně zavřete. Zaccvaknutí signalizuje správné uzavření.

Při likvidaci staré baterie postupujte podle pokynů bezpečnostních informací přiložených v balení, nebo je odevzdejte do zberného dvora, či odložte na místa pro tyto účely určená.

### 9. Tabulka specifikací

<b>Model:</b>	TrueLife Care Q8
<b>Rozsah měření:</b>	Tělesná teplota (32°C – 42.9°C), Teplota prostředí (0°C – 100°C)
<b>Odchyłka měření:</b>	+/- 0.1°C
<b>Vzdálenost měření:</b>	5–15 cm
<b>Čas měření:</b>	0,5 s
<b>Baterie:</b>	2x 1.5V AA

### 10. Obsah balení

1x TrueLife Care Q8
2x 1.5V AA
1x Manuál

### 11. Řešení problémů

**Výsledek měření neodpovídá očekávané skutečnosti**
Teploměr by měl být používán ve stabilních podmínkách. Měření může vykazovat odchylky v případě, že se často mění okolní podmínky, nebo v případě, že v krátkém časovém sledu měříme velmi teplé a studené předměty.
**Displej zobrazuje nápis „Hi“**
Měřená teplota je vyšší než 42.9°C při měření tělesné teploty nebo vyšší než 100°C při měření teploty prostředí nebo objektů.
**Displej zobrazuje nápis „Lo“**
Měřená teplota je nižší než 32.0°C při měření tělesné teploty nebo nižší než 0°C při měření teploty prostředí nebo objektů.

### 12. Upozornění

a. Před prvním použitím teploměru si přečtěte tuto příručku.
b. Teploměr je možné používat na místech s teplotou v rozmezí 10–40 °C.
c. Nepokládejte teploměr do blízkosti předmětů vytvářejících silné magnetické pole nebo statickou elektřinu.
d. Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření, nepokládejte do blízkosti ohně a nenamáčejte ve vodě.
e. Předcházejte pádu nebo jinému mechanickému poškození.
f. Skladujte teploměr v prostředí s teplotou 0–50 °C.
g. Měření neprovádějte v prostředí s vlhkostí vyšší než 85 %.
h. Měření tělesné teploty může být ovlivněné potem, kosmetikou, vlasy nebo jinou překážkou v dráze měření. V případě, že měření vyk

## PL – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją i zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.

### 1. Wstęp

Termometr TrueLife Care Q8 wykorzystuje technologię podczuwieni i w ciągu chwili zapewnia bardzo dobre wyniki. Termometr Care Q8 jest przeznaczony do pomiaru temperatury w obszarze czoła człowieka. Termometr ma dwa tryby pomiaru: pomiar temperatury ciała i pomiar temperatury powierzchni (termometr oprócz temperatury ciała potrafi zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę pokarmu, wody w kąpieli, mleka dla niemowląt i inne).

### 2. Charakterystyka termometru

a. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą technologii podczuwieni.
b. Wielofunkcyjne zastosowanie – termometr oprócz temperatury ciała mierzy temperaturę pomieszczenia, temperaturę powierzchni, temperaturę wody, pokarmu, mleka dla niemowląt.
c. Higieniczne i praktyczne zastosowanie.
d. Szybko: Termometr mierzy temperaturę w ciągu 0,5 sekundy.
e. Zastosowanie bezdotykowe: higieniczne i praktyczne zastosowanie z odległości 5-15 cm.
f. Posiada czytelny i przejrzysty wyświetlacz z kolorowym podświetleniem.
g. Duża pamięć urządzenia: Przechowuje do 32 pomiarów.
h. Opcja ostrzeżenia pomiaru wysokiej temperatury.
i. W przypadku braku aktywności automatycznie wyłącza po 18 sekundach. To znacznie wydłuża żywotność baterii.
j. Trwałość użycia do 40.000 pomiarów na żywotność baterii.

### 3. Opis przyrządu


1. Kolorowy wyświetlacz LCD
2. Przyciski obsługi
3. Sensor na podczuwieni
4. Przycisk „Włączenie/Pomiar”
5. Uchwyt
6. Wejście na baterie



### 4. Opis danych na wyświetlaczu

1. Przycisk zmiany trybu
2. Przycisk MENU
3. Opcja w dół
4. Opcja w górę

### 5. Opis danych na wyświetlaczu

	Dźwięk włączony	°F	Stopnia Fahrenheita
<b>Body temp</b>	Tryb pomiaru temperatury	<b>888.8</b>	Wartość pomiaru
<b>Objekt temp</b>	Tryb pomiaru obiektów	<span>M</span>	Wartość z zapisu pamięci
°C	Stopnie Celjusza	<span> </span>	Wskaźnik słabej baterii

### 6. Obsługa

**Przed włączeniem:**

Przed rozpoczęciem pomiaru należy najpierw włożyć baterie. Pokrywe otworu na baterie przesunąć zgodnie ze strzałką. Baterie typu AA włożyć do termometru zgodnie z wyznaczoną biegunowością. Następnie zamknąć pokrywę. Kliknięcie oznacza prawidłowe zamknięcie.

Przed pierwszym użyciem odczekać 10 minut, aż się urządzenie zagrzeje. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, po włączeniu będzie mieć przez okres 1–2 sekund temperaturę pomieszczenia.

**Pomiar temperatury:**

Nacisnąć przycisk „Włączenie/Pomiar”, aby włączyć termomet. Termometr skierować na czło w odległości 5–15 cm, nacisnąć przycisk pomiaru, po czym na wyświetlaczu pojawi się temperatura. Upewnić się, że w kierunku pomiaru nie ma żadnych przeszkód, takich jak włosy, kosmetyka, pot lub nakrycie głowy.

Jeżeli nie można zmierzyć temperatury z czola ze względu na silne pocienie, zmierzyć temperaturę z miejsca za uchem. Ponownie upewnić się, że nic nie stoi na przeszkodzie naszemu pomiaru. Aby uzyskać jak najbardziej dokładny wynik upewnić się, że w pomieszczeniu jest stabilna temperatura. Pomiary przed wentylatorem, klimatyzacją lub w pomieszczeniu, gdzie krąży powietrze o różnej temperaturze mogą mieć wpływ na wynik. Wynik pomiaru temperatury nie będzie dokładny ani w przypadku, gdy pacjent stosuje zimny okład. Zalicz się pomiar temperatury 2-3 razy z rzędu, aby upewnić się, że na wynik nie mają wpływu czynniki zewnętrzne.

### 7. Ustawienie

Po włączeniu urządzenia naciskając przycisk „Zmiana trybu”, aby móc przełączać pomiarem pomiarem temperatury ciała i pomiarem temperatury powierzchni. ( body mode – temperatura ciała / surface mode – temperatura powierzchni). Wybrany tryb zostanie wyświetlony na wyświetlaczu termometru. Upewnić się, że tryb pomiaru został ustawiony prawidłowo.

Rozszerzone ustawienie wykonać naciskając przycisk „Ustawienie” z boku termometru. Zalecamy zachowanie zaprogramowanego ustawienia, ponieważ urządzenie jest prawidłowo skalibrowane. W przypadku zmian istnieje ryzyko niedokładnych wyników. Jeśli jednak uznasz to za konieczne, można zmienić następujące ustawienia:

<b>F-1</b>	Ustawienie jedności pomiaru	Wybierz, czy chcesz, aby Twój pomiar był w stopniach Celjusza lub Fahrenheita. Urządzenie jest wstępnie ustawione na stopnie Celjusza.
<b>F-2</b>	Ustawienie wyłączenia dźwięku	Wybierz, czy chcesz, aby Twoje urządzenie informowało Cię o pomiar-dźwięku ze sygnałem dźwiękowym.
<b>F-3</b>	Ustawienie ostrzeżenia o podwyższonej temperaturze	Zmień wartość, przy której Twoje urządzenie będzie Cię ostrzegało o podwyższonej temperaturze ustawiona wartość na 38°C.
<b>F-4</b>	Ustawienie różnicy pomiaru	W razie potrzeby można ustawić różnicę pomiaru o +/- 2.0°C w dziesiętnych stopnia. Przyciśnij przycisk „Zmiana opcji”, aby osiągnąć wymagany wynik.

Zmianę ustawienia należy potwierdzić przez ponowne nacisnięcie przycisku „Ustawienie” aż do chwili, gdy na wyświetlaczu nie pojawi się napis SAVE i następnie napis OFF i urządzenie się wyłączy.

### 8. Wymiana baterii

O zmniejszeniu mocy baterii termometr będzie informował rozświeceniem ikony wskaźnika „słaba bateria”.

Słabe baterie wyświetl z termometru. Nie pozostawia ich w urządzeniu, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia termometru.

Nowe baterie typu AA prawidłowo włożyć do termometru zgodnie z wyznaczoną biegunowością. Następnie zamknąć pokrywę otworu na baterie. Kliknięcie oznacza prawidłowe zamknięcie.

Podczas użyciajzacji starej baterii postępowaj zgodnie ze wskaźnikami bezpieczeństwa zawartymi w opakowaniu, lub przekazać punktu zbiórki albo na miejsce w tym celu wyznaczone.

### 9. Tabela specyfikacji technicznych

<b>Model:</b>	TrueLife Care Q8
<b>Zakres pomiaru:</b>	Temperatura ciała (32°C – 42.9°C), Temperatura otoczenia (0°C – 100°C)
<b>Odczylenie pomiaru:</b>	+/- 0.1°C
<b>Odległość pomiaru:</b>	5–15 cm
<b>Czas pomiaru:</b>	0,5 s
<b>Bateria:</b>	2× 1.5V AA

### 10. Zawartosc opakowania

1x TrueLife Care Q8
2x 1.5V AA
1x Instrukcja

### 11. Rozwiązywanie problemów

**Wynik pomiaru niezgodny ze stanem faktycznym**
Termometr powinien by używany w stabilnych warunkach. Pomiary mogą wykazywać odchylenia w przypadku, gdy często zmienia się warunki otoczenia lub w przypadku, gdy w krótkim odstępie czasu dokonujemy pomiaru bardzo ciepłych i zimnych przedmiotów.

**Wyświetlacz pokazuje napis „H”**
Mierzona temperatura jest wyższa niż 42.9°C przy pomiarze temperatury ciała lub wyższa niż 100°C przy pomiarze temperatury otoczenia lub obiektu.
**Wyświetlacz pokazuje napis „Lo”**
Mierzona temperatura jest niższa niż 32.0°C przy pomiarze temperatury ciała lub niższa niż 0°C przy pomiarze temperatury otoczenia lub obiektu.

### 12. Ostrzeżenie


a. Przed pierwszym użyciem termometru należy przeczytać niniejszą instrukcję.
b. Termometr należy stosować w pomieszczeniach o temperaturze w zakresie 10–40°C.
c. Nie umieszczaj termometru w pobliżu przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne lub elektryczność statyczną.
d. Nie wystawiać termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu ognia i nie zanurzać do wody.
e. Chronić przed upadkiem lub innymi uszkodzeniem mechanicznym.
f. Przechowywać termometr w pomieszczeniu o temperaturze 0–50°C.
g. Pomiaru nie dokonywać w pomieszczeniu o wilgotności wyższej niż 85 %.
h. Na pomiar temperatury ciała może mieć wpływ pot, kosmetyka, włosy lub inne przeszkody na drodze pomiaru. W przypadku, gdy pomiar wykazuje niestandardowe odchylenia należy wytrzeć pot i usunąć przeszkody pomiaru lub wykonać pomiar za uchem.
i. W przypadku nagłej zmiany temperatury otoczenia lub przemieszczenia termometru do innych warunków otoczenia, pierwszy pomiar wykonać po około 15–20 minutach w nowym otoczeniu.
j. Sondę podczuwieni należy utrzymywać w czystości i chronić przed uszkodzeniem.
k. Termometr można czyścić wacikiem lub szmatką zwilżoną alkoholem.

**Ostrzeżenie: To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych środowisk.**

### Import:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
www.truelife.eu

<span>EC</span>	<span>REP</span>	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
-----------------	------------------	---

 Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd.
Add 4/F, Block 11, Tongfuyu Industry Park, Lezhujiao, Xixiang, Shenzhen.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastuzojene.

## CE 2460 RoHS

REF: IT-123

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2020-04

## HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

### 1.

Az első használatba vétel előtt a felhasználó köteles megismerkedni a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és alapelvekkel.

### 1. Bevezető

A TrueLife Care Q8 hőmérő az infravörös technológiával nagyon pontos eredményt ad egy pillanat alatt. A Care Q8 hőmérő az ember homlokánál méri a hőmérsékletet. A hőmérőnek két üzemmódában mér: a testhőmérsékletet, illetve a felületi hőmérsékletet méri (a hőmérő mérni tudja a szobahőmérsékletet, az élelmiszerek hőmérsékletét, a fűdívózat, a tejet kisbabák számára, stb.).

### 2. A hőmérő jellemzői

a. A hőmérséklet mérése infravörös technológiával történik.
b. Többfunkciós készülék – A testhőmérséklet mellett a hőmérő mér a szobahőmérsékletet, a felszíni hőmérsékletet, a víz hőmérsékletét, az ételt, a tejet a kisbabák számára.
c. Higiénikus és praktikus használat.
d. Gyors: A hőmérő 0,5 másodpercen belül megméri a hőmérsékletet.
e. Érintésmentes használat: higiénikus és praktikus használat 5-15 cm távolságból.
f. Leolvasható és színes háttérvilágítású, áttekinthető kijelzővel rendelkezik.
g. Nagy eszközmemória: 32 mérést ment.
h. Beállítható riasztás magas hőmérséklet esetén.
i. Ha nem történik semmilyen művelet, automatikusan kikapcsol 18 másodperc elteltével. Ezzel jelentősen nő az akkumulátor élettartama.
j. A hőmérő elemekélettartama 40 000 mérést tesz lehetővé.

### 3. A készülék leírása


1. Színes LCD kijelző
2. Vezérlő gombok
3. Infravörös érzékelő
4. Bekapcsolás/Mérés” gomb
5. Markolat
6. Elemház



### 4. A kijelzőn látható adatok ismertetése

1. Üzemmód váltó gomb
2. MENÜ gomb
3. LÉ opció
4. Fel opció

### 5. A kijelzőn látható adatok ismertetése

	Bekapcsolt hang	°F	Fahrenheit fok
<b>Body temp</b>	Hőmérséklet mérő üzemmód	<b>888.8</b>	Mért érték
<b>Objekt temp</b>	Objektum mérő üzemmód	<span>M</span>	Memóriában tárolt érték
°C	Celsius fok	<span> </span>	Gyenge elem jelzőfény

### 6. Használat

**Indítás előtt:**

A mérés megkezdése előtt először helyezze be az elemeket. Kinyitáskor tolja el az elem helyének fedelét a nyíl irányában. Helyezze az AA elemeket a jelzett polaritásnak megfelelően. Ezután zárja be az elem helyének fedelét. A kattanás a megfelelő beárást jelzi.

Az első használat előtt várjon 10 perccel, amíg a készülék bemelegszik. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használták, a bekapcsolás után 1-2 másodpercig a helyiség hőmérsékletét méri.

### Lázmérés:

A hőmérés bekapcsolásához nyomja meg a „Bekapcsolás / Mérés” gombot. Irányítsa a hőmérőt 5-15 cm távolságra a homlok felé, majd nyomja meg a mérőgombot, ezt követően a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet. Ellenőrizze, hogy a mérés irányában nincs akadály, pl. haj, kozmetikum, izdászág vagy fejfédő.

Ha a túlzott izdászdtól nem tudja megmérni a homlokánál a hőmérsékletet, mérje meg a fül mögött. Ellenőrizze, hogy stabil-e a helyiség hőmérséklete. Befolyásolhatja az eredményt, ha ventilátor, légkondicionáló előtt, vagy olyan helyiségben mér, ahol különböző hőmérsékletű levegőáramok mozognak. A lázmérés eredménye abban az esetben sem lesz pontos, ha a betegnek hideg borogatás van. Javasoljuk, hogy a hőmérsékletet 2-3 alkalommal egymás után mérje meg, biztosítva ezzel, hogy az eredményt nem befolyásolják külső hatások.

### 7. Beállítások

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Üzemmód váltó” gombot a testhőmérséklet mérés és a felületi hőmérséklet mérés közötti váltáshoz. (body mode – az ember testhőmérséklete / surface mode – felületi hőmérséklet). A kiválasztott üzemmód megjelenik a hőmérő kijelzőjén. Győződjön meg róla, hogy a mérési mód beállítása megfelelő.

A speciális beállításokat a hőmérő oldalán látható „Beállítások” gomb megnyomásával végezze el. Javasoljuk, hogy őrizze meg az alapbeállmazott beállításokat, mivel a készülék megfelelően kalibrált. Módosítások esetén fennáll a pontatlan eredmények lehetősége. Ha azonban szükségesnek tartja, megváltoztathatja az alábbi beállításokat:

<b>F-1</b>	Measurement Value Adjustment	Mértékegység beállítása – Válassza ki, hogy a Celsius vagy Fahrenheit mértékegységet részesíti előnyben. A készülék gyárilag beállított mértékegysége Celsius fok.
<b>F-2</b>	Hang kikapcsolásának beállítása	Állítsa be, ha azt szeretné, hogy a készülék hangjelzéssel tájékoztatza a méréstől.
<b>F-3</b>	Magas hőmérsékletre figyelmeztetés beállítása	Változtassa meg az értéket, amikor a készülék hangjelzéssel figyelmeztet a magas hőmérsékletre. A gyárilag beállított érték 38°C.
<b>F-4</b>	Mérés különbözően beállítása	Szükség esetén tízedikönként +/- 2.0°C tartományban állíthatja be a mérési különbséget. A kivánt eredmény érdekében nyomja meg a „Kiválasztott érték módosítása” gombot.

A beállítások módosítását a „Beállítások” gombbal hagyja jóvá úgy, hogy többször lenyomja egészen addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik először a „SAVE, majd az OFF felirat, és ki nem kapcsol a készülék.

### 8. Elemcsere

Az elem csökkenő teljesítményéről a hőmérő a „Gyenge az elem” ikon kigyulladásával tájékoztat.

Vegyé ki a hőmérőből a gyenge elemet. Ne hagyja a készülékben, mert a hőmérő megsérülhet.

Helyezze az új AA elemeket a hőmérőbe a jelzett polaritásnak megfelelően. Ezután zárja be az elem helyének fedelét. A kattanás a megfelelő beárást jelzi.

A régi elem ártalmatlanítása során kövesse a dobozban található biztonságai információk utasítását, vagy vigye el a gyűjtőhelyre, vagy az erre kijelölt helyre.

### 9. A jellemzők táblázata

<b>Modell:</b>	TrueLife Care Q8
<b>Mérsi tartomány:</b>	Testhőmérséklet (32°C – 42.9°C), Környezeti hőmérséklet (0°C – 100°C)
<b>Mérsi eltérés:</b>	+/- 0.1°C
<b>Mérsi távolság:</b>	5–15 cm
<b>Mérsi idő:</b>	0,5 s
<b>Elem:</b>	2× 1.5V AA

### 10. Csomag tartalma

1× TrueLife Care Q8
2× 1.5V AA
1× Kézikönyv

### 11. Hibaelhárítás

**A mérési eredmény nem felel meg a várakozásnak**
A hőmérőt stabil körülmények között kell használni. A mérés eltéréseket mutathat, ha a környezeti feltételek gyakran változnak, vagy ha nagyon meleg és hideg tárgyakat mérék rövid időközönként.

**A kijelzőn a „H” felirat látható**
42.0 °C-nál magasabb mért hőmérséklet esetén, és 100°C-nál magasabb környezeti hőmérséklet, vagy tárgyak hőmérsékletének mérése esetén.

**A kijelzőn a „Lo” felirat látható**
A 32.0 °C-nál alacsonyabb mért testhőmérséklet esetén, és 0°C-nál alacsonyabb környezeti hőmérséklet, vagy tárgyak hőmérsékletének mérése esetén.

### 12. Figyelmeztetés

a. A hőmérő első használatá előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet.
b. A hőmérő olyan helyeken használfható, ahol a hőmérséklet 10–40 ° C közötti tartományban van.
c. Ne helyezze a hőmérőt erős mágneses mezőt vagy statikus elektromosságot létrehozó tárgyak közelébe.

d. Ne tegye ki a hőmérőt közvetlen napfénynek, ne helyezze tűz közelébe, ne mártsa vízbe.
e. Óvja a leestől, vagy egyéb mechanikai sérüléstől.
f. A hőmérőt 0-50 ° C környezeti hőmérsékleten tárolja.
g. Ne végezzen mérést 85 % -nál nagyobb páratartalmú környezetben.
h. A testhőmérséklet méréstét befolyásolhatja az izdászás, a kozmetikumok, a haj, vagy a mérés útjában álló más akadály. Abban az esetben, ha a mérés nem szabványos mérési eltéréseket mutat, törölje le az izdászadot, és távolítsa el a mérés akadályait, vagy végezze a mérést a fül mögött.


i. A környezeti hőmérséklet hirtelen változása esetén, vagy ha a hőmérő eltérő környezeti feltételek közé kerül, az első mérést az új körülményben kb. 15-20 perc múlva végezze el.
j. Tartsa tisztán az infravörös szondát, és óvja a sérülésektől.
k. A hőmérőt alkohollal megnedvesített vattával vagy ronggyal tisztíthatja meg.

**Figyelem: Ezt a készüléket otthoni, valamint más hasonló környezetekben való használatra.**

### Importőr:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
www.truelife.eu

<span>EC</span>	<span>REP</span>	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
-----------------	------------------	---

 Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd.
Add 4/F, Block 11, Tongfuyu Industry Park, Lezhujiao, Xixiang, Shenzhen.

A nyomdai elírások mitt tévedés joga fenntartva.

## CE 2460 RoHS

REF: IT-123

A szöveg ellenőrzésének dátum: 2020-04

## SLO – PRIROČNIK ZA UPORABO

## 1.

**1. Uvod**
Termometer TrueLife Care Q8 uporablja tehnologijo infra rdečega sevanja in zato takoj doseže zelo natančne rezultate. Termometer Care Q8 je dizajniran za merjenje temperature na predelu človeškega čela. Termometer ima dva načina: merjenje telesne temperature in merjenje temperature površine (termometer poleg telesne temperature meri tudi sobno temperaturo, temperaturo hrane, vodo v kopalnici, mleko za dojenčke in še več).

### 2. Značilnosti termometra

a. Merjenje temperature poteka s pomočjo tehnologije infrardečega sevanja.
b. Večnamenska uporaba – termometer poleg telesne temperature meri tudi sobno temperaturo, temperaturo hrane, vodo v kopalnici, mleko za dojenčke.
c. Higijenska in praktična uporaba.
d. Hitro: Termometer meri temperaturo do 0,5 sekunde.
e. Breztična uporaba: higijenska in praktična uporaba v razdalji 5–15 cm.
f. Sestavni del naprave je čistijo in pregleden zaslon z barvno razsvetljavo.
g. Velik spomin naprave: Shrani lahko do 32 meritev.
h. Možnost nastavitve opozorila izmerjene temperature.
i. V primeru nedojavnosti se naprava samodejno izklopi po 18 sekundah. To pripomore k daljši življenjski dobi baterije.
j. Termometer zdrži do 40.000 merenj na življenjsko dobo baterije.

### 3. Opis aparata


1. LCD barvni zaslon
2. Tipke za upravljanje
3. Infrardeč senzor
4. Tipka „Vklop/Merjenje”
5. Ročaj
6. Vhod za baterije



### 4. Opis podatkov na zaslonu

1. Tipka sprememba načina
2. Tipka MENU
3. Izbrina navzdol
4. Izbrina navzdol

### 5. Opis podatkov na zaslonu

	Zvok je vključen	°F	Stopinj Fahrenheit
<b>Body temp</b>	Način merjenja temperature	<b>888.8</b>	Vrednost merjenja
<b>Objekt temp</b>	Način merjenja objektov	<span>M</span>	Vrednost iz zapisa spomina
°C	Stopinj Celzji	<span> </span>	Kazalec slabe baterije

### 6. Uporaba

**Pred prvo uporabo:**

Pred začetkom merjenja morate najprej vložiti baterije. Pokrov predala za baterije premaknite v smeri ploske, da odprete. Bateriji tipa AA vložite v termometer pravilno, tj. glede na polarnost baterij. Nato zaprite pokrov predala za baterije. Slišen klik pomeni, da je predal pravilno zaprt.

Pred prvo uporabo počakajte 10 minut, da se naprava segreje. V primeru, da naprave niste uporabljali dalj časa, bo po vklopu merila sobno temperaturo 1-2 sekundi.

### Merjenje temperature:

Pritisnite tipko „Vklop/Merjenje”, s čimer prižgete termometer. Termometer usmerite k čelu v razdalji 5–15 cm, pritisnite tipko merjenje in na zaslonu se prikaže temperatura. Prepričajte se, da v smeri merjenja ni nobenih ovir, kot so lasje, kozmetika ali pokrivalo glave.

V primeru, da merjenje temperature ni mogoče zaradi prekomernega potenja iz čela, izmerite temperaturo za ušesom. Ponovno se prepričajte, da za merjenje ni nobenih ovir. Za najbolj natančne rezultate se prepričajte, da je v prostoru stabilna temperatura. Merjenje pred ventilatorjem, klima napravo ali v prostoru, kjer je tok zraka z različnimi temperaturami, lahko vpliva na rezultat. Rezultat merjenja temperature ne bo točen tudi v primeru, če ima pacient hladen občutek. Priporočamo, da

temperaturo izmerite 2–3 krat zaporedoma, s čimer se boste prepričali, da na rezultat niso vplivali zunanji vplivi.

### 7. Nastavitve

Kot se napravo prižgali, pritisnite tipko „Sprememba načina” za preklp med merjenjem telesne temperature in merjenjem temperature zraka. (body mode – temperatura človeškega telesa / surface mode – temperatura površine). Izbran način bo prikazan na zaslonu termometra. Prepričajte se, da je vaš način merjenja pravilno nastavljen.

Razširjeno nastavitve izvedete s pritiskom na tipko „Nastavitve” na stranski stani termometra. Priporočamo, da ostane nastavitve pred-izbrana, saj je naprava kalibrirana. V primeru sprememb obstaja nevarnost nenataničnih rezultatov. Če pa smatrate, da je to nujno, lahko spremenite naslednje nastavitve:

<b>F-1</b>	Nastavitve enote merjenja	Izberite ali želite svoje merjenje prikazovati v stopinjah Celzija ali Fahrenheit. Naprava je vnaprej nastavljena na uporabo v stopinjah Celzija.
<b>F-2</b>	Nastavitve izklopa zraka	Izberite ali naj vas naprava obvešča o merjenju z zvočnim signalom.
<b>F-3</b>	Nastavitve opozorila o povečani temperaturi	